

如何执行

# Intrivo On/Go

## COVID-19抗原自检

**第1步** 前往检测地点，接受检测。

**第2步** 查看检测相关的所有说明。

**第3步** 在地点外进行检测，等待10-15分钟查看结果。

**第4步** 登录[healthvermont.gov/reportresults](https://healthvermont.gov/reportresults)报告结果，完成简表。

您的回答是保密的。



**第5步** 如果需要您的检测结果证明，请下载On/Go应用程序。报告检测结果意义重大。



如需要检测说明的翻译版本和指导视频，请访问  
[www.healthvermont.gov/covid-19/testing](https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing)

**cic**  
Health

  
**VERMONT**  
DEPARTMENT OF HEALTH

# 常见问题解答

## Intrivo On/Go COVID-19抗原自检是什么？

Intrivo On/Go COVID-19抗原自检是一种横向流动免疫检测方法，可以对SARS-CoV-2的核衣壳蛋白抗原进行定性检测，检测对象为出现或没有症状或其他流行病学原因疑似COVID-19感染的人员，在三天内进行两次检测，两次检测间隔时间至少为36小时。这项检测可用于非处方家庭使用，年满14岁人群自行采集前鼻直接拭子样本，对于2岁以上人群由成人采集前鼻拭子样本。

## 与分子检测相比，COVID-19抗原自检有何不同？

抗原检测对病毒具有极强的特异性，但敏感度不及分子检测。这表示，阳性结果基本准确，但阴性结果并不排除感染的可能。

## 我的检测到期日是什么时候？

目前，检测到期日为在您盒子上打印的月份的最后一个日期（即2022年1月意味着2022年1月31日）。然而，对于紧急使用授权（EUA）下的医药产品，例如On/Go，FDA在经过仔细研究后允许自动到期延期。想获取更多详细信息和查看完整的延期列表，请访问网站 [www.letsongo.com/product-updates](http://www.letsongo.com/product-updates)

## 为什么试剂盒中有两次检测？

根据On/Go的研究，在持续三天内进行两次自我检测时，可以在非处方或自用的情况下进行检测，两次检测间隔时间至少为24小时（不要超过48小时）。通过所含两项检测，个人可以完成推荐使用。

## 若我的检测结果为阳性该怎么办？

如果您的检测呈阳性，请务必使用本卡片另一面的链接报告您的结果。如需更多指导，访问：[healthvermont.gov/covid19positive](http://healthvermont.gov/covid19positive)



了解更多关于Intrivo On/GO COVID-19抗原自检的信息，请访问[www.letsongo.com/faq](http://www.letsongo.com/faq)